



Dr. F. Codina Garcia
prop dels infants

Normes d' us de les cambres de inhalació en pediatria

Utilització:

1.- Agitar el inhalador uns 5 segons



2.- Col·locar-lo en la cambra



3.- Adaptar la mascareta en la cara del nen

4.- Fer una pulsació.

5.- Mantenir la mascareta bé adaptada a la cara del nen, i assegurar-se que respira uns 30 segons (10 respiracions) i retirar-la.



6.- Esperar 1 minuto fins l'administració del següent puf i repetir del 1 al 5 punt.

7.- Al finalitzar, rentar la cara del nen amb aigua

Abans de fer-la servir per primera vegada:

Fer 4 pufs de medicació en la cambra i esperar 5 minuts.

Neteja:Màscara facial:

1. S'ha de netejar amb aigua tèbia, cada vegada que la feu servir i assecar-la acuradament.
2. Una vegada a la setmana i al final del tractament rentar-la amb aigua tèbia i una mica de sabó suau fem servir un raspall. Esbandir i assecar amb cura.

Cambra:

1. Neteja cada setmana o al final del tractament amb aigua calenta i sabó. Esbandir amb aigua.
2. Deixar que s'assequi a l'aire ambient

Recordeu, a més, que:

- 1. Sempre que aneu a urgències porteu la vostra cambra**
2. No remeneu el inhalador posat a la cambra d'inhalació.
3. És molt millor que el nen estigui tranquil o dormint que plorant.